

Reax 2

P/N: 541-21001-08-3



适用于小通量的紧凑型摇床

- Reax 2主要设计用于同时混合多达20个直径为 10-18mm的试管。适用于经典试管或15毫升Falcon管。或者，您可以将整个机架插入摇床通用适配器（宽度：230mm，高度范围：45mm-160mm）。
- 其设计配有实心金属框架，具有高负载能力和可靠性。在无人值守的持续操作中保证安全。

Reax 2

过热保护	自动复位
防护等级DIN EN 60529	IP 21
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	5.2 Kg
定时功能	-
转速范围	20 - 100 rpm
输入功率	27 W
尺寸（w/d/h）	510 x 235 x 180 mm
最大负载	1 Kg
操作模式	-
转速设定	模拟
振幅	-
盘面大小	-
标配配件	-
角度	-
运动方式	翻转