

Multi Reax

P/N: 545-10000-05-1



- 可容纳多达26个不同直径的试管。随机配备：
26位试管夹具，适用试管直径范围10-16mm
12位试管夹具，适用试管直径范围16-32mm
- 3mm振幅对大体积、难溶解的样品混匀效果好
- 转速数字显示，且连续可调，可调范围为150-2000rpm
- 计时器允许无人值守操作，可设置范围1至999分钟，到达设定时间后，仪器声音提示并自动停止
- 最高负载1.5kg
- 防护等级IP30

Multi Reax

过热保护	自动复位
防护等级DIN EN 60529	IP 30
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	9.8 Kg
定时功能	是
转速范围	150 - 2,000 rpm
输入功率	50 W
尺寸（w/d/h）	260 x 381 x 168 mm
最大负载	1.5 Kg
操作模式	定时器或连续
转速设定	数字
振幅	3 mm
盘面大小	-
标配配件	2 个试管固夹具
角度	-
运动方式	振动