

Hei-SHAKE Salto Core 4

P/N: 546-17300-05-0



Hei-SHAKE Salto Core的最高转速可达32rpm，同时具有定时功能（1分钟至999小时59分钟），且内置RS232接口，这些核心功能使其非常适合处理一些难溶样品的混匀实验。最大负载可达30Kg，即使是固含量较高的样品也可以得到充分混合。设备动力强劲，配备的紧急制动按钮可充分确保操作安全。

Hei-SHAKE Salto Core 4可同时容纳4个样品瓶，不同的适配器可适用于不同形状的容器。建议容器最大高度不超过290mm，最大直径不超过136mm。

Hei-SHAKE Salto Core 4

运动方式	翻转，顺时针/逆时针
防护等级DIN EN 60529	IP 21
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	约20 Kg
定时范围	1 分钟至 999 小时 59 分钟
转速范围	1 - 32 rpm
最大输入功率	90 W
尺寸 (w/d/h)	550 x 465 x 520 mm
最大负载	30 Kg
接口	RS 232
过载保护	是