

Hei-SHAKE Wave Core (5°)

P/N: 546-14400-05-0



得益于3维波动式的振荡方式和1- 80 rpm的转速范围，Hei-SHAKE Wave Core为样品的洗涤、染色提供理想的实验结果。

连续运行和定时模式（1分钟至999小时59分钟）可选，通过RS232接口与PC进行连接或基于服务器的软件远程执行设备启动和部分自动化过程，使您能够进行无人值守操作，这样您就可以安心处理其他任务而无需担心。此外，电源故障后自动重启等安全功能，可以通过用户友好的菜单界面进行设置，操作便捷。

交付范围：Hei-SHAKE Wave Core波动式摇床（含1000型号橡胶垫）

Hei-SHAKE Wave Core (5°)

运动方式	波动式
俯仰角度	5°
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	约14 Kg
定时范围	1 分钟至 999 小时 59 分钟
转速范围	-80 – +80 rpm，顺时针/逆时针
最大输入功率	90 W
尺寸 (w/h/d)	356 × 203 × 403 mm
最大负载	15 Kg
接口	RS 232
防护等级DIN EN 60529	IP 32