

Hei-SHAKE Rock Core (5°)

P/N: 546-13400-05-0



Hei-SHAKE Rock Core的2维摇摆式的振荡方式和0- 80 rpm的转速范围，提供了温和且高效的混匀效果，即使在高速运转下，容器也能牢固地固定在防滑橡胶垫上。

连续运行和定时模式（1 分钟至 999 小时 59 分钟）可选，通过RS232接口与 PC进行连接或基于服务器的软件远程执行设备启动和部分自动化过程，使您能够进行无人值守操作，这样您就可以安心处理其他任务而无需担心。此外，电源故障后自动重启等安全功能，可以通过用户友好的菜单界面进行设置，操作便捷。

交付范围：Hei-SHAKE Rock Core摇摆式摇床（含1000 型号橡胶垫）

Hei-SHAKE Rock Core (5°)

运动方式	摇摆式
俯仰角度	5°
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	约14 Kg
定时范围	1 分钟至 999 小时 59 分钟
转速范围	0 - 80 rpm
最大输入功率	90 W
尺寸 (w/h/d)	356 × 199 × 403 mm
最大负载	15 Kg
接口	RS 232
防护等级DIN EN 60529	IP 32